

## PRO 100 Serisi açıklaması:

**Bu cihaz (hasta) oda(sın)daki havayı sürekli arıtır.**

**Ticari marka:** MedicCleanAir

**Tip:** ISO 110 cihazı

Standart olarak içinde F9+aktif karbon+H14 barındıran filtre kartuşu içerir. İsteğe bağlı ön filtreleme (F5) ve anahtarlı RC 100 uzaktan kumanda.

**Açıklama:** Aşağıya, broşüre ve teknik veri kağıdına başvurun.

**Kurulum örnekleri:** Broşüre başvurun

### Kısa açıklama:

*Bu ünite (hasta) oda(sın)daki havanın arıtılması için imal edilmiştir. Bu ünite 360° temelinde kirlı havayı dışarı atar ve bölgeye temiz hava besler. Verilen 2 metal destek aracılığıyla duvara (kimsenin yolu üzerinde değildir) karşı monte edilir. Bu ünite zeminde bir yer işgal etmez.*

*Bu ünite sürekli 24 saat kullanım için imal edilmiştir ve 12 ile 24 ay arasında filtre kartuşunun değiştirilmesi dışında bakım gerektirmez.*

Fiyat teklifine göre aşağıdakiler sunulur:

#### a. Filtre kartuşuyla ilgili olarak

- F9 (ön filtre) + aktif karbon + HEPA14 seviyesi içeren filtre kartuşu, sırasıyla SN EN779 ve SN EN1822 izlenerek imal edilmiştir. ULPA15 seviyesi de mümkündür.
- filtre kaçak testinden geçmiştir
- cihaza bağlandığında filtre sızdırma yapmaz
- filtrede, filtre durumunun kontrolü için bir çip vardır (hijyen güvenliği) ve değişim gerektiğinde görsel / LED sinyali verilir (yeşil-sarı-kırmızı)
- bu filtre kartuşunun kullanım ömrü 12 ile 24 ay arasındadır.
- filtrede aşağıdakilerin belirtildiği ve EN1822'yi izleyen bir kaçak testi sertifikası bulunmaktadır: üretim tarihi, filtre tipi/sınıfı, kaçak testi tarihi, üretim numarası.
- filtre maks. yaklaşık 400 m3/saat miktar sağlar. Bunun artırılması gerektiğinde size kapasiteyi 600 m3/saat'e artırabilen bir son filtre seviyesi HEPA 12 (aynı zamanda EN1822 ve 0,3 mikronda %99,7) sunuyoruz.

#### c. Bizzat PRO 100 serisi cihazıyla ilgili olarak

- beyaz epoksi, anti-bakteriyel kaplama son katlı çelik (ya da isteğe bağlı paslanmaz çelik)
- duvara montaj/kurulum için 2 çelik beyaz epoksi kaplı destek
- bir gece seviyesi (hastanın uyuması için) içeren 4 kullanım seviyesi – her bir seviye belli istenen düzeye ayarlanabilir. (d/d sayısı)
- entegre hijyen kontrol sistemi (filtre kontrolü – hijyen güvenliği) – filtre kartuşu hala iyi durumdaysa (verimli) ya da değiştirilmesi gerekiyorsa her an (görsel bir LED) bir test bunu gösterir.
- bakım: yok, filtre kartuşu değişimi hariç
- garanti: 3 yıl
- parçalar kurulum tarihinden sonra en az 10 yıl süreyle temin edilebilir
- satış öncesi ve sonrası yardım: her bir ünite, hastane personeli için kolay kullanım talimatları içeren plastik talimat kartı ve hastalar için bir plastik bilgi mektubu içerir. Gerektiğinde imalatçının veya temsilcilerinin hazır bulunduğu bir ziyaret organize edilebilir.

# MedicCleanAir®

Bir Belçika - İsviçre İşbirliği

- sistemin hiçbir parçasında asbest ya da aşıp bileşen yoktur
- gürültü seviyesi 20 ≤ 50 dB arasındadır.
- ünite, %100 bağıl neme kadar çalışabilir
- tüm cihaz CE onaylıdır

## c. anahtarlı RC 100 ile uzaktan kumanda cihazı

- uzaktan kumanda + kablo (ayrıca bkz. notlar): bu uzaktan kumanda bağlanır bağlanmaz hava arıtma ünitesinin kontrolünü üstlenir.
- Tuş ile işletilen 5 seviye (cihazı yalnız hastane personeli çalıştırabilir – hastalar çalıştıramaz)
- hastanın uyuduğu süre için 1 gece seviyesi, 2 gündüz bakım seviyesi ve 1 acil durum seviyesi
- seviyeler, hasta odası durumunun gerektirdiği şekilde ayarlanabilir (her oda aynı değildir)
- Daha fazla bilgi: broşüre başvurun.

## Not:

1) Yıllara dayanan deneyimlerimiz kablosuz uzaktan kumandaların çok kolay kaybolduğunu göstermiştir.

Bu yüzden uzaktan kumandamız kabloludur. Uzaktan kumandalarımızın hiçbiri harici güç kaynağı gerektirmez. Pro Üniteden gelen güç kaynağı ile çalışırlar.

2) MedicCleanAir – PRO110 ünitesinin verimliliği: dünya genelinde yayınlanan ve ekte sunulan çok sayıda tıbbi ve bilimsel raporlara başvurun. – kısa referans listesi ektedir.

MedicCleanAir cihazlarının, verem (VRGT-FARES) ile ve bulaşıcı hastalık salgınına karşı hazırlık ile ilgili olarak Belçika'da pandemik başvurun merkezlerinde (CHU St. Pierre) kurulacak birkaç hava arıtma ünitesi arasından seçildiği gerçeğine özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz. (Kuş ve Meksika Gribi alarmı)

MedicCleanAir® - Şubat 2010

ING 320-0679683-74 ~ KBC 409-9602071-85 - BTW.BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. ++.(32).(0)3.860 70 60  
Faks ++.(32).(0)3.860 70 69  
info@mediccleanair.com

[www.mediccleanair.com](http://www.mediccleanair.com)

Division of Walsberghe nv  
Melkmarkt 35  
[Belçika / B-2000 Antwerp](http://Belçika / B-2000 Antwerp)